


**FORMATO FICHA TÉCNICA**Código:  
FM-GC-012

Versión: 02

**GESTION DE CALIDAD**

1/11/2022

<b>EQUIPO</b>	Incubadora	
<b>MARCA</b>	Benchmark Scientific	
<b>REGISTRO SANITARIO</b>	N/A	
<b>CLASIFICACIÓN DE RIESGO</b>	N/A	

**DESCRIPCION DEL EQUIPO**

La incubadora con agitación funciona para varias plataformas y una variedad de matraces, tubos y otros recipientes comunes. Presenta una superficie recubierta de goma antideslizante, ideal para frascos de cultivo de tejidos, placas de Petri y bandejas de tinción.

<b>DATOS TECNICOS</b>	<b>REFERENCIA</b>
<b>Dimensiones Externas (cm)</b>	(AnxPxAl) 28 x 41 x 33 cm
<b>Dimensión de la plataforma (cm)</b>	23.5 x 29 cm
<b>Temperatura de funcionamiento (°C)</b>	+5° a 70°C
<b>Pantalla</b>	Pantalla Táctil que permite el control de tiempo, velocidad y temperatura
<b>Incremento de temperatura (°C)</b>	0.1°C
<b>Temporizador</b>	1 minuto a 48 horas / continuo
<b>Alimentación electronica (V/Hz)</b>	110V/Hz
<b>Rango de velocidad de agitación</b>	30 a 300 RPM
<b>Peso</b>	11.5Kg

**ACCESORIOS**

N/A

**OPCIONALES**

**H1000-MR** Plataforma universal para matraces y gradillas de tubos (9,5 x 11,5"), **H1000-MR-1000** Pinza magnética Erlenmeyer de 1000 ml (máx. 2), **H1000-MR-500** Pinza magnética erlenmeyer de 500 ml (máx. 5), **H1000-MR-250** Pinza magnética erlenmeyer de 250 ml (máx. 8), **H1000-MR-125** Pinza magnética erlenmeyer de 125 ml (máx. 12), **H1000-MR-50** Pinza magnética erlenmeyer de 50 ml (máx. 20), **H1000-MR-25** Pinza magnética Erlenmeyer de 25 ml, **H1000-MR-MP** Pinza magnética de una microplaca (máx. 4), **H1000-MR-1550** Gradilla para tubos de 30 tubos de 15 ml y 20 tubos de 50 ml (máx. 1), **H1000-MR-T14** Gradilla para tubos de cultivo de 72x14 mm, **H1000-MR-T15** Gradilla para tubos 32x15ml (máx. 2), **H1000-MR-T50** Gradilla para tubos de 15x50ml (máx. 2), **H1000-MR-T600** Gradilla para tubos 4 botellas cónicas de 500 ml o 600 ml (máx. 1), **H1000-MR-T15H** Gradilla para tubos de 12 tubos de 1,5/2,0 ml, horizontal, **H1000-MR-T150H** Gradilla para tubos de 4 tubos de 15 ml horizontal, **H1000-MR-T500H** Gradilla para tubos de 2 tubos de 50 ml horizontal. **H1000-MR-TSR** Soporte inclinado para gradillas de tubos de 15 ml y 50 ml (máx. 1), **H1000-MR-CMB MAGIC Clamp™ COMBO**, para matraces de 125 ml, 250 ml y 500 ml. **PLATAFORMAS FIJAS: Plataforma H1000-P-500** matraces Erlenmeyer de 500 ml (máx. 5), **Plataforma H1000-P-250** matraces Erlenmeyer de 250 ml (máx. 8), **Plataforma H1000-P-125** matraces Erlenmeyer de 125 ml (máx. 12), **Plataforma H1000-P-MP**, admite 4 microplacas estándar (máx. 1)

**CONDICIONES**

<b>Garantía</b>	1 Año
-----------------	-------

**CONTROL DE CAMBIOS**

<b>VERSIÓN</b>	<b>FECHA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>
1	1/1/2021	Creacion del documento	Ingeniería
2	1/11/2022	Actualizacion version, logo y codificacion	Ingeniería
	<b>ELABORADO POR</b>	<b>REVISADO POR</b>	<b>APROBADO POR</b>
	Mercadeo	Especialista de producto	Dirección Técnica

www.bpl.co  
Email: ventas@bplmedical.com  
PBX + 601 338 1028  
Calle 36 No.14 - 61  
Bogotá D.C. Colombia - Sur América  
**BPL MEDICAL S.A.S**